



CLEAN & DISPOSABLE

エヌエス

製品総合案内



カップ製品	ハルンカップ® /メジャーカップ
	ドリンクカップ/ディスペンサー
PPE 製品	ガウン
	キャップ/シューズカバー
	マスク (イヤーループタイプ)
	マスク (紐タイプ)
	マスク (シールド付)
	エプロン
	プラスチックグローブ
	ニトリルグローブ
	ポリエチレングローブ
	ラテックスグローブ
検査・検診製品	トランクス/ショーツ/ディスポシート
	検診着/患者着/ジャケット
シート・シート製品	防水シート
	高吸水シート
	粘着吸水シート
看護・介護製品	ウェットタオル
	ドライタオル
	食事用エプロン/洗髪用ケープ
ガーゼ製品	不織布ガーゼ
膿盆/トレイ製品	膿盆/トレイ
ペーパータオル製品	ペーパータオル/ディスペンサー
レントゲンカバー製品	レントゲンカバー



 **日昭産業株式会社**

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

ハルンカップ® / メジャーカップ

ハルンカップ®

ハルンカップ®は日昭産業(株)採尿カップの商標です



① ラミネート

② ペパーミント

③ ハルンボーイ



④ (A)グリーン

⑤ K-200

混濁マーク



日昭産業(株)は世界で初めてディスプレイザブル採尿カップを開発・発売いたしました。

商品コード	商品名	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	蓋	JANコード
① 01002	ハルンカップ ラミネート	210	73×51×79	2,500個(100個×25箱)	裏面B	4523992010025
② 01005	ハルンカップ ペパーミント	210	73×51×79	2,500個(100個×25箱)	裏面B	4523992010056
③ 01007	ハルンカップ ハルンボーイ	210	73×51×79	2,500個(100個×25箱)	裏面B	4523992010070
④ 01008	ハルンカップ (A) グリーン	210	73×51×79	2,500個(100個×25箱)	裏面B	4523992010087
⑤ 05006	ハルンカップ K-200	210	73×51×79	2,500個(100個×25箱)	裏面B	4523992050069

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底径(φ)×高さ
蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)

メジャーカップ



① K-80

② M-250

③ M-300

④ M-400



⑤ K-400

⑥ M-480

⑦ M-500


⑧ SI-1000B

商品コード	商品名	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	蓋	JANコード
① 02009	メジャーカップ K-80	80	56×40×55	3,000個(50個×60袋)	なし	-
② 02010	メジャーカップ M-250	270	77×53×94	2,000個(80個×25箱)	なし	4523992020109
③ 02011	メジャーカップ M-300	360	83×51×117	1,500個(50個×30箱)	なし	4523992020116
④ 02002	メジャーカップ M-400	420	83×51×131	1,000個(50個×20箱)	なし	4523992020024
⑤ 02105	メジャーカップ K-400	420	83×51×130	1,500個(50個×30袋)	なし	45239920201052
⑥ 02004	メジャーカップ M-480	494	89×60×126	1,000個(50個×20袋)	裏面C	4523992020048
⑦ 02003	メジャーカップ M-500	500	100×66×109	1,000個(50個×20箱)	裏面D	4523992020031
⑧ 07025	メジャーカップ SI-1000B	1044	109×89×155	500個(25個×20袋)	なし	-

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底径(φ)×高さ
蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)



① 200



② 200蓋付き



③ 300



④ 500

商品コード	商品名	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	JANコード
① 07040	滅菌カップ 200	210	73×51×79	100個(1個×100袋)	4523992070401
② 07041	滅菌カップ 200蓋付き	210	73×51×79	80個(1個×80袋)	4523992070418
③ 07042	滅菌カップ 300	360	83×51×117	100個(1個×100袋)	4523992070425
④ 07045	滅菌カップ 500	500	100×66×109	50個(1個×50袋)	4523992070456

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底径(φ)×高さ

検査カップ用リッド



A. 71φ



B. 73φ



C. 90φ



D. 100φ

商品コード	商品名	入数	JANコード
A 06001	検査カップ用リッド 71φ	2,000枚(100枚×20袋)	-
B 06002	検査カップ用リッド 73φ	2,000枚(100枚×20袋)	4523992060020
C 06030	検査カップ用リッド 90φ	1,000枚(100枚×10袋)	4523992060303
D 06006	検査カップ用リッド 100φ	2,500枚(100枚×25袋)	-

プラスチックカップ(目盛付)



① HS-350



② CP84-400G検査用

商品コード	商品名	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	蓋	JANコード
① 03004	スチロールカップ HS-350	360	86×56×99	1,000個(50個×20袋)	なし	4523992030047
② 03001	PETカップ CP84-400G検査用	421	83×58×122	1,000個(50個×20袋)	なし	-

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

ドリンクカップ

ドリンクカップ



① 5オンスリーフ



② 7オンス
セブンリーフ



③ SM-70 白



④ 3オンスホワイト



⑤ 5オンスホワイト



⑥ 7オンスホワイト



⑦ 9オンス
スノーホワイト



⑧ ホワイトカップ
H-500



⑨ SI-1000T 白

商品コード	商品名	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	JANコード
① 05103	5オンスリーフカップ	150	65×46×73	3,000個 (100個×10袋 ×3箱)	-
② 05109	7オンスセブンリーフカップ	210	73×51×80	2,000個 (80個×25箱)	4523992051097
③ 07004	SM-70 白	70	56×42×45	3,600個 (60個×60袋)	-
④ 05101	3オンスホワイトカップ	90	56×40×55	3,000個 (50個×60袋)	-
⑤ 05102	5オンスホワイトカップ	150	65×46×73	3,000個 (100個×10袋 ×3箱)	-
⑥ 05107	7オンスホワイトカップ	210	73×51×80	2,000個 (80個×25箱)	4523992051073
⑦ 04014	9オンススノーホワイト	270	77×53×92	2,500個 (100個×25袋)	-
⑧ 04019	ホワイトカップ H-500	500	100×66×109	1,000個 (50個×20箱)	4523992040190
⑨ 07024	SI-1000T 白	960	116×92×132	600個 (600個× 1袋)	-

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底径(φ)×高さ

プラスチックカップ



① 薬杯
(3/4オンスカップ)



② S-90



③ PS-160



④ CP76-275G



⑤ CP79-340G



⑥ CP84-400G



⑦ CP92-545G

商品コード	商品名	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	JANコード
① 03005	薬杯 (3/4オンスカップ)	21	43×27×36	5,000個 (50個×100袋)	-
② 03012	スチロールカップ S-90	95	61×40×57	3,000個 (100個× 30袋)	-
③ 03050	スチロールカップ PS-160	160	70×45×77	3,000個 (50個× 60袋)	4523992030504
④ 03062	PETカップ CP76-275G	275	77×52×92	2,500個 (100個× 25袋)	-
⑤ 03063	PETカップ CP79-340G	343	79×50×120	1,000個 (50個× 20袋)	-
⑥ 03069	PETカップ CP84-400G	421	83×58×122	1,000個 (50個× 20袋)	-
⑦ 03080	PETカップ CP92-545G	545	92×63×130	1,000個 (50個× 20袋)	-

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底径(φ)×高さ

エヌエス カップ用ディスペンサー

カップディスペンサー

- カップを衛生的に保管でき、ボタンプッシュで手軽にカップを1個ずつ取り出せます。



商品コード	商品名	対応カップ	サイズ(mm)	入数	JANコード
① 16031	カップディスペンサー M-400用	M-400	155×180×550	1台	4523992160317
② 16032	カップディスペンサー M-480用	M-480	160×180×530		4523992160324

付属品: 取り付け用背面板+両面テープ+ネジ 最大収納カップ数量: 約50個

商品コード	商品名	対応カップ	サイズ(mm)	入数	JANコード
③ 16006	カップディスペンサー CD-3DB	3オンス (90cc)	127×135×410	1台	4901627031780
④ 16007	カップディスペンサー CD-5DB	5オンス (150cc)	143×160×430		4901627030127
⑤ 16008	カップディスペンサー CD-7DB	7オンス (210cc)			4901627030110

付属品: 取り付け用背面板+マグネット+ネジ 最大収納カップ数量: 約60個

- お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社


メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

アルファアイソレーションガウン

SMSアイソレーションガウン



イエロー ブルー ピンク

- アルファアイソレーションガウンは、撥水性を備えたPPスパンボンド不織布製です。
- SMSアイソレーションガウンは、AAMI PB70レベル2のバリア性能を備えたSMS不織布製です。
- 手首はやさしくフィットするニット素材です。

ラミネートガウン



- 防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。
- 多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。
- 手首はやさしくフィットするニット素材です。

抗がん剤耐性テスト (ASTM F739-12)

薬剤	濃度	最小透過時間
シスプラチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	480分まで浸透せず
シクロフォスファミド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
ダカルバジン	10.0mg/ml (10,000ppm)	
ドキシルビジン酸	2.0mg/ml (2,000ppm)	
エトポシド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000ppm)	
パクリタキセル	6.0mg/ml (6,000ppm)	

商品コード	商品名	カラー	仕様	入数	JANコード
51501	アルファアイソレーションガウン	イエロー	面ファスナータイプ	100枚 (10枚×10袋)	4523992515018
51502		ブルー			4523992515025
51503		ピンク			4523992515032
51541	アルファアイソレーションガウンⅡ	イエロー	紐タイプ		4523992515414
51542		ブルー			4523992515421
51555	SMSアイソレーションガウン	イエロー			4523992515551
51556		ブルー			4523992515568
51546	ラミネートガウン	グリーン	面ファスナータイプ		4523992515469
51547		イエロー			4523992515476

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス キャップ



サージカルキャップ



サージカルフード



アルファキャップ



メディカルキャップ



メディカルキャップ MC-31




ダスキャップ



商品コード	商品名	カラー	仕様	入数	JANコード
51571	サージカルキャップ	ブルー	紐タイプ	600枚(100枚× 6箱)	4523992515711
51572		グリーン			4523992515728
51575	サージカルキャップ L	ブルー			4523992515759
51595	サージカルキャップB PAD SC-31	ブルー	紐タイプ/汗とりパッド付	300枚(50枚× 6箱)	4523992515957
51596	サージカルキャップB PAD SC-41 L	ブルー			-
20012	サージカルフード	ブルー	フードタイプ	200枚(50枚× 4箱)	4523992400123
51505	アルファキャップ AC-10	ホワイト	21インチ	1,000枚(100枚×10箱)	4523992515056
51506	アルファキャップ AC-11	ブルー			4523992515063
51507	アルファキャップ AC-12	グリーン			4523992515070
51508	アルファキャップ AC-13	ピンク	4523992515087		
51516	アルファキャップ AC-11 L	ブルー	24インチ		4523992515162
51576	メディカルキャップ	ブルー	ゴムタイプ	600枚(100枚× 6箱)	4523992515766
51577		グリーン			4523992515773
51578		ピンク			4523992515780
51597	メディカルキャップB PAD MC-31	ブルー	ゴムタイプ/汗とりパッド付	300枚(50枚× 6箱)	-
51518	ダスキャップ	ホワイト	フリーサイズ	1,000枚(100枚×10袋)	4523992515186
51519		ブルー			4523992515193

シューズカバー



アルファシューズカバー



アルファシューズカバー セミロング



アルファシューズカバー ロング



NSシューズカバー



シューカバー (ショート)



シューカバー・ロングⅡ

商品コード	商品名	仕様	入数	JANコード
51521	アルファシューズカバー	撥水／滑り止め加工付	300足 (50足× 6箱)	4523992515216
51522	アルファシューズカバー セミロング		150足 (25足× 6箱)	4523992515223
51523	アルファシューズカバー ロング		100足 (25足× 4箱)	-
51530	NSシューズカバー		240足 (40足× 6箱)	4523992515308
20034	シューカバー (ショート)	表面防水ラミネート加工／滑り止め付	100足 (5足× 20袋)	4523992400345
20035	シューカバー・ロングⅡ	防水／吸水素材／滑り止め付	50足 (10足× 5袋)	4523992400352

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683



エヌエス トランクス／ショーツ／ディスポシート

トランクス

- 大腸内視鏡検査時や注腸検査時に着用していただくと、患者さんの羞恥心が和らぎます。
- 開口部は広めにスリットしており、検査の際に使用しやすくなっています。また着用時に臀部が見えにくい造りになっています。



- 膀胱鏡検査時用のトランクスもご用意しました。




SMS素材を使用しているため、装着感が快適です。

商品コード	商品名	丈(cm)	入数	包装	JANコード
51670	検査用トランクス フリー	55cm	100枚	1枚×25袋×4箱	4523992516701
51672	検査用トランクス ロング	78cm	100枚	1枚×25袋×4箱	4523992516725
51673	検査用トランクス フリー (穴無し)	55cm	100枚	1枚×25袋×4箱	4523992516732
51674	膀胱鏡用トランクス	78cm	100枚	1枚×25袋×4箱	4523992516749

アンギオショーツ

- 血管造影検査時などに患者さんに着用していただくと、羞恥心や不安感が軽減できます。また、撥水性の不織布素材を用いているので、薬液をはじきます。



商品コード	商品名	入数	JANコード
51585	アンギオショーツ ゴム M	200枚 (100枚×2箱)	-
51586	アンギオショーツ ゴム L		-
51587	アンギオショーツ ヒモ M		-
51588	アンギオショーツ ヒモ L		-

アルファディスポシート

- 肌との直接接触を回避し、患者様の不快感を軽減します。
- 枕カバーとして、また、X線撮影装置に貼付するなど、多目的に使用できます。
- PPスパンボンド不織布製のテープ付ディスポーザブルシートです。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
51531	アルファディスポシート	310 ×510	2,000枚 (100枚×20袋)	4523992515315
51533	アルファディスポシート 800×1800	800 ×1800	200枚 (20枚×10袋)	4523992515339

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

アルファ検診着



- 両サイドにスリットがあるので、検診に最適です。
- 静電気発生を防止する帯電防止処理も施されています。
- ソフトな肌ざわりのSMS素材を使用しています。

アルファ患者着 肩開き



- 両肩に面ファスナーが付いているので、着脱が簡単におこなえます。
- ソフトな肌ざわりのSMS素材を使用しています。

アルファウェアジャケット



- 通気性・吸汗性に優れ、肌ざわりも良く、快適に長時間ご使用いただけます。
- 前面ファスナー・ポケット付で使いやすくなっています。

商品コード	商品名	仕様	入数	JANコード
51665	アルファウェアジャケット AW-1 JF	フリーサイズ	30枚(1枚× 30袋)	4523992516657
51566	アルファ検診着		100枚(1枚× 100袋)	4523992515667
51681	アルファ患者着 肩開き		100枚(1枚× 100袋)	4523992516817

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス マスク(イヤーループタイプ)

サージカルフェイスマスク

- MRI室でも使用できる
樹脂製ノーズピース使用。
- 耳に優しいソフトな
丸ゴム(ラテックスフリー)。
- 4色のカラーバリエーション
で色々な使い方が可能(エリア、
シフト管理など)。

ASTM F2100-19
レベル2 に適合
JIS T 9001
クラスⅡ に準拠



商品コード	商品名	カラー	サイズ(mm)	入数	JANコード
14731	サージカルフェイスマスク	ホワイ	175×90	2,000枚 (50枚×40箱)	4523992147318
14732		ブルー			4523992147325
14733		ピンク			4523992147332
14734		オレンジ			4523992147349
14741	サージカルフェイスマスク・S	ホワイ	145×90		4523992147417
14743		ピンク			4523992147431

マスクの着脱方法(例)

顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。



【着け方】
1 ノーズピースがある方を上に、**ブリーツが上を向いてる面を口側**にあててください。ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。

2 ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。

3 下側を引きブリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

【外し方】
マスク本体の外側を触らないようにゴムひもを持って取り外してください。

アルファマスク 3P 日本製

- 耳に優しいソフトな平ゴム(ラテックスフリー)を使用しています。
- 形状を維持し、顔と隙間がでにくい金属入りノーズピースです。



ASTM F2100-19

レベル1 に適合

JIS T 9001

クラスⅠ に準拠

商品コード	商品名	カラー	サイズ(mm)	入数	JANコード
14511	アルファマスク 3P	ホワイト	175×90	2,000枚 (50枚×10箱×4箱)	4523992145116
14512		ブルー			4523992145123

フェイスクケアマスク

- 顔の形状にフィットするアール(半円)型のサイドシールにより顔との密着性が良いです。
- 耳が痛くなりやすいソフトな平ゴム(ラテックスフリー)を使用しています。

ASTM F2100-19

レベル1 に適合

JIS T 9001

クラスⅠ に準拠



形状を維持し、
顔と隙間がでにくい
ノーズピース



ソフトな平ゴム

アール(半円)型の
サイドシール

表と裏がわかりやすい
ロゴマーク

商品コード	商品名	カラー	サイズ(mm)	入数	JANコード
14851	フェイスクケアマスク	ホワイト	175×90	3,000枚 (50枚×60箱)	4523992148513
14852		ブルー			4523992148520
14853		ピンク			4523992148537
14861	フェイスクケアマスク・S	ホワイト	145×90		4523992148612
14863		ピンク			4523992148636

米国の医療用マスク規格 (ASTM F2100-19)

項目	単位	レベル 1	レベル 2	レベル 3
細菌濾過効率(BFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
微粒子濾過効率(PFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
圧力損失	mmH ₂ O/cm ²	< 5.0	< 6.0	< 6.0
人工血液バリア性	mmHg	80	120	160
延焼性	-	クラス1	クラス1	クラス1


医療用マスクの品質基準 (JIS T 9001)

項目	単位	クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
微小粒子捕集効率(PFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
バクテリア飛まつ捕集効率(BFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
ウイルス飛まつ捕集効率(VFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
圧力損失	Pa/cm ²	< 60	< 60	< 60
人工血液バリア性	kPa	10.6	16.0	21.3
可燃性	-	区分1	区分1	区分1
遊離ホルムアルデヒド	μg/g	≤ 75		
特定アゾ色素	μg/g	≤ 30		
蛍光	-	著しい蛍光を認めず		

ホルダー(マスク用)

- マグネット付き、マグネット無しの2種類ございますので、使用環境に応じて設置が可能です。
- ステンレス製なので軽くて丈夫です。

商品コード	商品名	仕様	サイズ(mm)
54403	ホルダー(マスク用)	マグネット付き	200×110×90
54404		マグネット無し	



販売元



日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13


TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

- お求めは下記の代理店へ

エヌエス マスク(紐タイプ)

サージカルオペマスク

- 形状を維持し、顔と隙間がでにくい金属入りノーズピースです。



ASTM F2100-19
レベル2 に適合

JIS T 9001
クラスⅡ に準拠



商品コード	商品名	カラー
14751	サージカルオペマスク	ブルー
サイズ(mm)	入数	JANコード
175×90	1,000枚(50枚×20箱)	4523992147516

サージカルマスク 日本製

- 形状を維持し、顔と隙間がでにくい金属入りノーズピースです。
- 口元側に肌触りの良いレーヨン不織布を使用しています。



ASTM F2100-19
レベル1 に適合

JIS T 9001
クラスⅠ に準拠



商品コード	商品名	カラー
14515	サージカルマスク	ブルー
サイズ(mm)	入数	JANコード
180×90	1,000枚(50枚×20箱)	4523992145154

スーパーサージカルマスク 日本製

- 形状を維持し、顔と隙間がでにくい金属入りノーズピースです。
- バリア性と呼吸のしやすさを両立させた4層構造です。



ASTM F2100-19
レベル2 に適合

JIS T 9001
クラスⅡ に準拠

商品コード	商品名	カラー
20061	スーパーサージカルマスク	ブルー
サイズ(mm)	入数	JANコード
180×90	1,000枚(50枚×20箱)	4523992400611



米国の医療用マスク規格 (ASTM F2100-19)

項目	単位	レベル 1	レベル 2	レベル 3
細菌濾過効率 (BFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
微粒子濾過効率 (PFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
圧力損失	mmH ₂ O/cm ²	< 5.0	< 6.0	< 6.0
人工血液バリア性	mmHg	80	120	160
延焼性	-	クラス1	クラス1	クラス1

医療用マスクの品質基準 (JIS T 9001)

項目	単位	クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
微小粒子捕集効率 (PFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
バクテリア飛まつ捕集効率 (BFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
ウイルス飛まつ捕集効率 (VFE)	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98
圧力損失	Pa/cm ²	< 60	< 60	< 60
人工血液バリア性	kPa	10.6	16.0	21.3
可燃性	-	区分1	区分1	区分1
遊離ホルムアルデヒド	μg/g	≤ 75		
特定アゾ色素	μg/g	≤ 30		
蛍光	-	著しい蛍光を認めず		

アイシールドマスク

- 液体バリアに優れ、液体などの飛散から目・鼻・口など顔面を保護します。
- シールド本体及びマスクにシールドがくもりにくい加工をしています。
- 化粧箱の底面2か所のフック穴(ミシン目)を開けて壁にかけて使用できます。



ASTM F2100-19
レベル3に適合
JIS T 9001
クラスⅢに準拠

商品コード	商品名	カラー	入数	JANコード
14771	アイシールドマスク	ブルー	300枚(50枚×6箱)	4523992147714

マスクの着脱方法(例)

顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。



シールドの保護不織布を取り外し、中央の凹みに合わせて、ノーズピースを鼻の形に合わせて曲げてください。



ノーズピースの折り曲げた部分を鼻にあて、ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



マスク本体の下側を引き、プリーツを十分に伸ばして、あごまで覆うようにしてください。



シールド及びマスク本体の外側を触らないようにゴムひもを持って取り外してください。

●お求めは下記の代理店へ

販売元



日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683


日本製

エバーマスク

- マスクに最適な濾過構造を有し、除塵力に優れるポリウレタンフォーム特殊処理素材を使用しています。

ニューエバーマスク

- ニューエバーマスクはカイノール活性炭入り防臭マスクで、防臭剤のスペアもご用意しました。



商品コード	商品名	カラー	仕様	入数	JANコード
14100	エバーマスク	アイボリー	ポリウレタンフォーム	200枚(1枚袋×50×4箱)	4523992141002
14101		ブルー			4523992141019
14102		ピンク			4523992141026
14016	ニューエバーマスク(防臭マスク)	アイボリー	カイノール活性炭入り	50枚(1枚袋×25×2箱)	4523992140166
14019	防臭剤スペアパック	-	カイノール活性炭	50枚(1枚袋×50袋)	4523992140197

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

- 汚物や吐しゃ物などが広範囲に飛散する場合。
- 衣類の前腕部を汚染しやすい処置を行う場合。

- 感染力が強いウイルスや菌が多くあると思われる現場など、使用状況に応じて袖つき・袖なしを使い分けてください。

袖つきエプロン



個包装タイプや化粧箱タイプがございます。

袖口形状は2タイプ

ゴムそで



袖口にゴム素材を使用しています。

サムフック



袖口は親指が引っかけられる形状になっています。

防水性に優れた
ポリエチレン製エプロンです。

腰部のひもで身体に
フィットします。



商品コード	商品名	カラー	全長(cm)	入数	JANコード
51603	ディスポエプロン (個包装)	ブルー	112	240枚 (1枚×60枚×4箱)	4523992516039
51604	ディスポエプロン	ブルー	112	200枚 (10枚×20箱)	4523992516046
51605	ディスポエプロン L	ブルー	117	200枚 (10枚×20箱)	4523992516053
51610	ディスポエプロン ライト	ブルー	112	300枚 (15枚×20箱)	4523992516107
51615	ディスポエプロン サムフック	ブルー	112	300枚 (15枚×20箱)	4523992516152
51616	ディスポエプロン サムフック L	ブルー	117	300枚 (15枚×20箱)	4523992516169

エプロンの着脱方法 (例)

【着け方】

1



首の部分を持って
かぶる。

2



片腕をエプロン
の袖に通す。

3



反対の腕をもう
片方の袖に通す。

4



腰ひもを結ぶ。

【外し方】

1



首の部分を持っ
て体の前に強く
引き、首ひもを
切る。

2



ガウンの表側に
触れないよう注
意し、裏返すよ
うにして脱ぐ。

3



ガウンの裏側を
持ち、片腕づつ
脱ぐ。

4



表側が内側にな
るようにまとめ、
体の前方へ強く
引き、腰ひもを
切り小さくたた
んで、廃棄する。

袖なしエプロン



一枚ずつ取り出せる化粧箱入りです。



袖なしエプロン装着時に便利な
アームカバー。

ネック部分のミシン目をカットし襟元の
調節が可能です。

「プラスチックエプロン80・ワイド」は
肩部の幅が広がっています。


腰部のひもで身体にフィットします。

防水性に優れたポリエチレン製エプロンです。



商品コード	商品名	カラー	全長(cm)	入数	JANコード
51600	アームカバー	-	40	200枚(50枚×4袋)	4523992516008
51602	不織布エプロン	ホワイト	98	100枚(1枚×100袋)	4523992516022
51606	アルファエプロン	ホワイト	130	600枚(50枚×12箱)	4523992516060
51607		ピンク			4523992516077
51608		ブルー			4523992516084
51621	プラスチックエプロン80・ワイド	ホワイト	120	960枚(80枚×12箱)	4523992516213
51622		ピンク			4523992516220
51623		ブルー			4523992516237
51626	プラスチックエプロン80	ホワイト	120	960枚(80枚×12箱)	4523992516268
51627		ピンク			4523992516275
51628		ブルー			4523992516282

※「アルファエプロン」は厚手で丈が長い仕様になります。



ホワイト ピンク ブルー

エプロンの着脱方法(例)

【着け方】

1



首の部分を持ってかぶる。

2



腰ひもを後ろで結ぶ。

【外し方】

1



首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る。

2



表側が内側になるように腰ひもの高さで2つに折り、表側に触れないよう裾をすくい上げる。

3



表側が内側になるようまとめる。

3




体の前方へ強く引いて腰ひもを切り、表側に触れないよう注意しながら、廃棄する。

ホルダー(グローブ・エプロン用)

- マグネット付き、マグネット無しの2種類ございますので、使用環境に応じて設置が可能です。
- ステンレス製なので軽くて丈夫です。

商品コード	商品名	仕様	サイズ(mm)
54407	ホルダー (グローブ・エプロン用)	マグネット付き	270×95×125
54408		マグネット無し	



- お求めは下記の代理店へ

販売元

nissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス 食事用エプロン／洗髪用ケープ

使い捨て食事用エプロン

- 幅広サイズで食べこぼしや汚れから衣類を守ります。
- 防水性に優れたポリエチレン製エプロンです。
- えりぐりのサイズ調整はテープで簡単です。
- 使い捨てタイプの為、洗濯等の手間がありません。



粘着テープで
装着



ピンク ブルー



商品コード	商品名	色	サイズ(cm)	入数	JANコード
51632	使い捨て食事用エプロン	ピンク	全長110×幅70	840枚(70枚×12箱)	4523992516329
51633		ブルー			4523992516336

メモリアルケープ

- 洗髪・カット時にご使用いただけるポリエチレン製ケープです。
- 使い捨てタイプなので衛生的です。カビ・臭いなどの不快感がございません。
- 首後部の返しにより水濡れを防ぎます。



便利なチャック付き袋入り




洗髪車での
使用イメージ



粘着テープ
で装着

前



首後部の
返し部分

後

商品コード	商品名	サイズ(cm)	入数	JANコード
51691	メモリアルケープ	全長114×幅92	400枚(1枚/袋×10袋/袋×40袋)	4523992516916

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

不織布製防水シート

防水シート

- レーヨン不織布にフィルム加工を施し、液体の吸水性、防水性に優れています。やわらかな素材を使用しており、肌にやさしくソフトで滑らかです。用途に合わせ、豊富なサイズをご用意しました。

レーヨン
不織布

フィルム
加工


優れた
吸水性
防水性

ソフトな
肌触り



便利なチャック
付きポリ袋
入りです。

裏面はフィルム加工になっています。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
18106	防水シート 500×600	500×600	500枚 (50枚×10袋)	4523992181060
18108	防水シート 800×1000	800×1000	200枚 (20枚×10袋)	4523992181084
18045	防水シート 900×1000	900×1000	300枚 (10枚×30袋)	4523992180452
18112	防水シート 1000×1200	1000×1200	100枚 (10枚×10袋)	4523992181121
18115	防水シート 1000×1500	1000×1500	100枚 (10枚×10袋)	4523992181152
18118	防水シート 1000×1800	1000×1800	100枚 (10枚×10袋)	4523992181183
18120	防水シート 1000×2000	1000×2000	100枚 (10枚×10袋)	4523992181206
18125	防水シート 1000×2500	1000×2500	80枚 (10枚×8袋)	4523992181251
18221	防水シート 1200×2100	1200×2100	80枚 (10枚×8袋)	4523992182210
18224	防水シート 1100×2400	1100×2400	80枚 (10枚×8袋)	4523992182241
18018	防水シート 1300×1500	1300×1500	100枚 (10枚×10袋)	4523992180186
18225	防水シート 1300×2400	1300×2400	60枚 (10枚×6袋)	4523992182258
18227	防水シート 1350×2200	1350×2200	40枚 (10枚×4袋)	4523992182272
18206	防水シート 600×600	600×600	400枚 (40枚×10袋)	4523992182067
18208	防水シート 600×800	600×800	200枚 (20枚×10袋)	4523992182081
18218	防水シート 600×1800	600×1800	100枚 (10枚×10袋)	4523992182180
18226	防水シート 650×2400	650×2400	100枚 (10枚×10袋)	4523992182265
18512	防水ノンスリップシート 1000×1200	1000×1200	150枚 (10枚×15袋)	4523992185129
18520	防水ノンスリップシート 800×2100	800×2100	100枚 (10枚×10袋)	4523992185204
18521	防水ノンスリップシート 1000×2100	1000×2100	100枚 (10枚×10袋)	4523992185211
18015	ロールシート 303	1000×100m	1巻	-
18016	ロールシート 403 ※厚手	1000×100m	1巻	-

アルファシート

- 吸水性PPスパンボンド不織布にラミネート加工を施した素材で、液体を吸収し、裏側への浸透を防ぎます。用途に合わせ、豊富なサイズをご用意しました。

PPスパンボンド
不織布

ラミネート
加工

吸水性
防水性



便利なチャック
付きポリ袋
入りです。

裏面はラミネート加工になっています。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
18706	アルファシート 500×600	500×600	500枚 (50枚×10袋)	4523992187062
18708	アルファシート 1000×600	1000×600	200枚 (10枚×20袋)	4523992187086
18709	アルファシート 1000×900	1000×900	200枚 (10枚×20袋)	4523992187093
18712	アルファシート 1000×1200	1000×1200	100枚 (10枚×10袋)	4523992187123
18715	アルファシート 1000×1500	1000×1500	100枚 (10枚×10袋)	4523992187154
18718	アルファシート 1000×1800	1000×1800	100枚 (10枚×10袋)	4523992187185
18720	アルファシート 1000×2000	1000×2000	100枚 (10枚×10袋)	4523992187208
18721	アルファシート 1000×2100	1000×2100	100枚 (10枚×10袋)	4523992187215
18725	アルファシート 1000×2500	1000×2500	80枚 (10枚×8袋)	4523992187253
18821	アルファシート 1200×2100	1200×2100	80枚 (10枚×8袋)	4523992188212
18831	アルファシート 450×700	450×700	500枚 (50枚×10袋)	4523992188311
18841	アルファシート ロールタイプ	1000×100m	2巻	4523992188410

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

紙製防水シート

ソフトシート

- パルプ100%の原紙にフィルム加工を施し、液体の吸水性、防水性に優れています。しなやかで肌触りの良い紙質を使用しています。用途に合わせて、カットタイプ、ロールタイプの2種類をご用意しております。

天然パルプ

フィルム加工

優れた
吸水性
防水性




カットタイプ



ロールタイプ

裏面はフィルム加工になっています。



商品コード	商品名	色	仕様	サイズ(mm)	入数	JANコード
18003	ソフトシート No.11	ブルー	カットタイプ	400×300	2,000枚(200枚×10箱)	4523992180032
18004	ソフトシート No.21	ブルー	ロールタイプ	370×300×120連	12巻(1巻×12箱)	4523992180049
18006	ソフトシート No.22	ホワイト	ロールタイプ	370×300×120連	20巻(1巻×20本)	4523992180063
18008	ソフトシート No.24	グリーン	ロールタイプ	370×300×120連	20巻(1巻×20本)	4523992180087
18011	ソフトシート No.25	ピンク	ロールタイプ	370×300×120連	20巻(1巻×20本)	4523992180117
18012	ソフトシート No.28	ホワイ	ロールタイプ	345×300×120連	20巻(1巻×20本)	4523992180124
18013	ソフトシート No.30	ホワイ	ロールタイプ	570×970×100連	4巻(1巻× 4本)	-

特殊防水シート

ラミネートシート


- 2層の吸水不織布、特殊ノンスリップフィルムを用いた製品で多量の液体を素早く吸収し、保水性、防水性に優れています。

2層吸水
不織布

特殊ノン
スリップ
フィルム加工

優れた
保水性
防水性

裏面は特殊ノンスリップ
フィルム加工になっています。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
18032	ラミネートシート 480×1900	480×1900	80枚(10枚× 8袋)	-
18033	ラミネートシート 900×800	900×800	100枚(10枚×10袋)	-
18035	ラミネートシート 900×1900	900×1900	50枚(5枚×10袋)	-

ストレッチャー用シート

ストレッチャーカバー


- 表面は、吸水性に優れたソフトで肌触りの良いレーヨン不織布を使用しており、多量の液体や血液を素早く吸収します。
- 裏面は、液体を浸透させないフィルムを用いており、液漏れを防ぎます。
- カバー両端に取付用ゴムがついており、着脱が簡単に行えます。
- ストレッチャー、手術台、診察台等にご使用いただけます。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
18025	ストレッチャーカバー	800×1900	100枚(10枚×10袋)	4523992180254

ストレッチャーシート

- 表面は、撥水性に優れたポリプロピレン不織布を使用し、裏面には防水加工を施し、液体を浸透させません。
- 使い捨てにより患者様への交差感染を防ぎます。
- 清潔にご使用いただけるように個包装となっています。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
18026	ストレッチャーシート	770×2300(折り返し部分300)	80枚(20枚×4袋)	4523992180261

エヌエス アルファシート

多目的に使用できる吸収性と防水性を備えたディスポーザブルシート


- 吸収性PPスパンボンド不織布にラミネート加工を施した素材で、液体を吸収し、裏側への浸透を防ぎます。
- 用途に合わせ、豊富なサイズをご用意しました。
- 防水面はブルーとホワイトの2色をご用意いたしました。

PPスパンボンド
不織布

ラミネート
加工


吸収性
防水性

ブルー



裏面は青色のラミネート加工になっています。

ホワイト



裏面は白色のラミネート加工になっています。

便利なチャック付き
ポリ袋入りです。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	色	入数	JANコード
18606	アルファシートブルー 500×600	500×600	ブルー	500枚 (50枚×10袋)	4523992186065
18608	アルファシートブルー 1000×600	1000×600	ブルー	200枚 (10枚×20袋)	4523992186089
18609	アルファシートブルー 1000×900	1000×900	ブルー	200枚 (10枚×20袋)	4523992186096
18612	アルファシートブルー 1000×1200	1000×1200	ブルー	100枚 (10枚×10袋)	4523992186126
18615	アルファシートブルー 1000×1500	1000×1500	ブルー	100枚 (10枚×10袋)	4523992186157
18618	アルファシートブルー 1000×1800	1000×1800	ブルー	100枚 (10枚×10袋)	4523992186188
18620	アルファシートブルー 1000×2000	1000×2000	ブルー	100枚 (10枚×10袋)	4523992186201
18621	アルファシートブルー 1000×2100	1000×2100	ブルー	100枚 (10枚×10袋)	4523992186218
18625	アルファシートブルー 1000×2500	1000×2500	ブルー	80枚 (10枚× 8袋)	4523992186256
18628	アルファシートブルー 1200×2100	1200×2100	ブルー	80枚 (10枚× 8袋)	4523992186287
18631	アルファシートブルー 450×700	450×700	ブルー	500枚 (50枚×10袋)	4523992186317
18641	アルファシートブルー ロールタイプ	1000×100m	ブルー	2巻	4523992186416

商品コード	商品名	サイズ(mm)	色	入数	JANコード
18706	アルファシート 500×600	500×600	ホワイト	500枚 (50枚×10袋)	4523992187062
18708	アルファシート 1000×600	1000×600	ホワイト	200枚 (10枚×20袋)	4523992187086
18709	アルファシート 1000×900	1000×900	ホワイト	200枚 (10枚×20袋)	4523992187093
18712	アルファシート 1000×1200	1000×1200	ホワイト	100枚 (10枚×10袋)	4523992187123
18715	アルファシート 1000×1500	1000×1500	ホワイト	100枚 (10枚×10袋)	4523992187154
18718	アルファシート 1000×1800	1000×1800	ホワイト	100枚 (10枚×10袋)	4523992187185
18720	アルファシート 1000×2000	1000×2000	ホワイト	100枚 (10枚×10袋)	4523992187208
18721	アルファシート 1000×2100	1000×2100	ホワイト	100枚 (10枚×10袋)	4523992187215
18725	アルファシート 1000×2500	1000×2500	ホワイト	80枚 (10枚× 8袋)	4523992187253
18821	アルファシート 1200×2100	1200×2100	ホワイト	80枚 (10枚× 8袋)	4523992188212
18831	アルファシート 450×700	450×700	ホワイト	500枚 (50枚×10袋)	4523992188311
18841	アルファシート ロールタイプ	1000×100m	ホワイト	2巻	4523992188410

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス 高吸水シート

アンダーパッド／アンダーシート

- 不織布・吸水紙・高吸収ポリマー・フィルムを用いた製品です。
- 多量の液体を素早く吸収し、液漏れを防ぎます。
- 防水シートの目的で、ベッド・手術台・診察台等にご使用できます。おむつ交換時等の介護用シートとしてもご使用できます。
- ボトムシートの色はブルーとホワイトの2色あります。

不織布

フィルム
加工

吸水紙
高吸収
ポリマー

優れた
吸水性
防水性

フィルム

高吸収ポリマー

綿状パルプ

不織布

吸水紙



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	目安吸水量(cc)	JANコード
18060	アンダーパッド 300×450	300×450	400枚(50枚× 8袋)	300	4523992180605
18061	アンダーパッド 450×600	450×600	240枚(40枚× 6袋)	650	4523992180612
18062	アンダーパッド 600×900	600×900	120枚(30枚× 4袋)	1400	4523992180629
18063	アンダーパッド 760×760	760×760	120枚(30枚× 4袋)	1500	4523992180636
18070*	アンダーパッド 800×1800	800×1800	80枚(10枚× 8袋)	1300	4523992180704
18052	アンダーシートホワイト 600×900	600×900	100枚(10枚× 10袋)	1200	-
18053	アンダーシートホワイト 900×1200	900×1200	50枚(5枚× 10袋)	2400	-
18054	アンダーシートホワイト 450×600	450×600	200枚(50枚× 4袋)	600	-

※部分吸水タイプ(吸水部700×760mm)

●お求めは下記の代理店へ


販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683




商品断面図

血液・体液 ↓ 汚染水

不織布層（吸水）
フィルム層（防水）
粘着層

床


シートの使用方法



1 シートの粘着面を床に向け、広げたい場所に置き、シートの端を床に押し付けるように固定します。



2 シートを床に押し付けながらゆっくりと貼り付けてください。



3 貼り付けてから、お好みのサイズにハサミやカッターで切ってください。

使用場所:手術室、内視鏡室、カテ室、救急外来、洗い場 など

床に直接貼れる

- 接地面に粘着性があり床に直接貼れます。
- 固定用テープ不要なので作業性が向上します。
- 使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。

用途に応じて好みのサイズに

- ロール形状なので好みの長さにカットしてご使用頂けます。
- 50cm幅と100cm幅をご用意していますので使用場所によって使い分けが可能です。
- 18322と18323は一定間隔でミシン目が入っておりハサミやカッターを使わずにカットできるのでお1人での設置も簡単です。

吸水・防水機能で清潔

- 表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチします。
- 裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。
- 滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。

【注意】

- ・床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。
- ・ロール外側に粘着層があります。
- ・保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。

商品コード	商品名	仕様	入数	JANコード
18320	粘着吸水シート 50	50cm 幅×50m	2巻	4523992183200
18321	粘着吸水シート 100	100cm 幅×50m	1巻	4523992183217
18322	粘着吸水シート 100 ミシン目2Mピッチ	100cm 幅×50m 200cm 間隔 ミシン目入り	1巻	4523992183224
18323	粘着吸水シート 100 ミシン目1Mピッチ	100cm 幅×50m 100cm 間隔 ミシン目入り	1巻	4523992183231

エヌエス プラスチックグローブ

パウダー
フリー

ラテックス
フリー

- 指先までよくフィットし、細やかな作業に適しています。
- サイズの違いが見分け易いように箱の色をわけています。
- 塩化ビニール製です。

サイズ選びの目安
(掌幅部分)



SS	75mm
S	85mm
M	95mm
L	105mm



仕 様

長さ 230mm以上

ハンドケアグローブ




厚手

商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19160	ハンドケアグローブ	SS	1,000枚(100枚×10箱)	4523992191601
19161		S		4523992191618
19162		M		4523992191625
19163		L		4523992191632
19164		LL		4523992191649


グローブの着け方(例)




手指衛生をした後、グローブの手首部分を持ちます。



親指の位置を確認して手を入れます。




反対の手も同様にグローブを着けます。



手首が出ないようにガウンの袖口まで覆います。


グローブの外し方(例)




グローブの手首部分の外側をつまみ、内側に触れないようにグローブをめくります。




汚染された外側が内側になるように外していきます。



外したグローブは、もう片方の手で握ります。



グローブを外した手で、汚染された外側に触れないように、もう片方のグローブの内側を持ち上げます。



もう片方のグローブも汚染された外側が内側になるように外していきます。



外したグローブを廃棄し、手指衛生をします。

ソフトフィールグローブ



商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19135	ソフトフィールグローブ	SS	2,000枚(100枚×20箱)	4523992191359
19136		S		4523992191366
19137		M		4523992191373
19138		L		4523992191380


スーパーマイルドグローブ



商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19146	スーパーマイルドグローブ	SS	2,000枚(100枚×20箱)	4523992191465
19147		S		4523992191472
19148		M		4523992191489
19149		L		4523992191496
19145		LL		4523992191458

ホルダー(グローブ・エプロン用)

- マグネット付き、マグネット無しの2種類ございますので、使用環境に応じて設置が可能です。
- ステンレス製なので軽くて丈夫です。



商品コード	商品名	仕様	サイズ(mm)
54407	ホルダー(グローブ・エプロン用)	マグネット付き	270×95×125
54408		マグネット無し	

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス ニトリルグローブ

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDNコード:70976000)

ユニケアニトリルグローブ

届出番号:13B3X00142000013

- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- 食品衛生法適合



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19270	ユニケアニトリルグローブ	ライラック ブルー	SS	2,000枚 (200枚×10箱)	4523992192707
19271			S		4523992192714
19272			M		4523992192721
19273			L		4523992192738

仕 様	
長さ	240mm以上
厚み	指先 0.05mm以上 掌部 0.05mm以上

ユニケアニトリルグローブ 抗がん剤耐性テスト (ASTM D6978-05)

薬剤名				結果
ボルテゾミブ (ベルケイド)	1.0mg /ml (1,000ppm)	オキサリプラチン	2.0mg /ml (2,000ppm)	240分まで 透過せず
カルボプラチン	10.0mg /ml (10,000ppm)	パクリタキセル	6.0mg /ml (6,000ppm)	
シクロホスファミド	20.0mg /ml (20,000ppm)	ペメトレキセド	25.0mg /ml (25,000ppm)	
エトポシド	20.0mg /ml (20,000ppm)	硫酸ビンクリスチン	1.0mg /ml (1,000ppm)	
フルオロウラシル	50.0mg /ml (50,000ppm)	イホスファミド	50.0mg /ml (50,000ppm)	
ゲムシタビン	38.0mg /ml (38,000ppm)	ミトキサントロン	2.0mg /ml (2,000ppm)	
イリノテカン	20.0mg /ml (20,000ppm)			


サイズ選びの目安 (掌幅部分)




グローブの着け方 (例)




手指衛生をした後、グローブの手首部分を持ちます。



親指の位置を確認して手を入れます。




反対の手も同様にグローブを着けます。



手首が出ないようにガウンの袖口で覆います。


グローブの外し方 (例)




グローブの手首部分の外側をつまみ、内側に触れないようにグローブをめくります。




汚染された外側が内側になるように外していきます。



外したグローブは、もう片方の手で握ります。



グローブを外した手で、汚染された外側に触れないように、もう片方のグローブの内側を持ち上げます。



もう片方のグローブも汚染された外側が内側になるように外していきます。



外したグローブを廃棄し、手指衛生をします。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス ニトリルグローブ

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDNコード:70976000)

ハンドプロニトリルグローブ

届出番号:13B3X00142000012



- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- 食品衛生法適合



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19250	ハンドプロニトリルグローブ	ライラックブルー	SS	3,000枚(300枚×10箱)	4523992192509
19251			S		4523992192516
19252			M		4523992192523
19253			L		4523992192530



アルファニトリルグローブ

届出番号:13B3X00142000008

- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- 食品衛生法適合



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19180	アルファニトリルグローブ	ホワイト	SS	2,000枚(200枚×10箱)	4523992191809
19181			S		4523992191816
19182			M		4523992191823
19183			L		4523992191830



ニトリルグローブ セミロング

届出番号:13B3X00142000009

- ガウンの袖口もカバーできる長さ
- 厚手で強度にも優れている
- 耐薬品性により優れている
- 指先に滑り止め加工
- 食品衛生法適合



パウダー
フリー

ラテックス
フリー



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19191	ニトリルグローブ セミロング	ブルー	S	1,000枚(100枚×10箱)	4523992191915
19192			M		4523992191922
19193			L		4523992191939


仕 様	
長さ	300mm以上
指先	0.1mm以上
厚み	0.1mm以上
掌部	0.1mm以上

「ASTM D6978-05」による医療用化学療法薬の透過性（指定抗がん剤）

薬剤名	ハンドプロ	アルファ	セミロング
カルムスチン(BCNU)	3.3mg/ml [3,300ppm]	11.6分	23.5分
シクロホスファミド	20mg/ml [20,000ppm]	浸透無し[240分迄]	浸透無し[240分迄]
ドキシロピシン塩酸塩	2mg/ml [2,000ppm]	浸透無し[240分迄]	浸透無し[240分迄]
エトポシド	20mg/ml [20,000ppm]	浸透無し[240分迄]	浸透無し[240分迄]
フルオロウラシル	50mg/ml [50,000ppm]	浸透無し[240分迄]	浸透無し[240分迄]
パクリタキセル	6mg/ml [6,000ppm]	浸透無し[240分迄]	浸透無し[240分迄]
チオテパ	10mg/ml [10,000ppm]	36.2分	39.7分


※上記薬剤以外における試験結果等については別途お問い合わせ下さい

サイズ選びの目安 (掌幅部分)




SS	70mm
S	80mm
M	95mm
L	110mm

グローブの着け方(例)



手指衛生をした後、グローブの手首部分を持ちます。

親指の位置を確認して手を入れます。



反対の手も同様にグローブを着けます。

手首が出ないようにガウンの袖口まで覆います。


グローブの外し方(例)



グローブの手首部分の外側をつまみ、内側に触れないようにグローブをめくります。

汚染された外側が内側になるように外していきま。

外したグローブは、もう片方の手で握ります。



グローブを外した手で、汚染された外側に触れないように、もう片方のグローブの内側を持ち上げます。

もう片方のグローブも汚染された外側が内側になるように外していきま。

外したグローブを廃棄し、手指衛生をします。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス ポリエチレングローブ

テキパキグローブ PE 強化 耐油性・耐薬品性

- 薄くて強い、強化タイプです。



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19045	テキパキグローブ PE 強化	クリアー	S	8,000枚(400枚×20箱)	4523992190451
19046			M		4523992190468

テキパキグローブ PE エンボス 耐油性・耐薬品性

- 脱着しやすい内エンボスタイプです。



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19047	テキパキグローブ PE エンボス	クリアー	S	6,000枚(100枚×60箱)	4523992190475
19048			M		4523992190482

テキパキグローブ PE フィット 耐油性・耐薬品性

- 各指2カ所に絞り加工し、作業中の脱落を防止します。
- 内エンボスタイプです。



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19050	テキパキグローブ PE フィット	クリアー	S	4,000枚(200枚×20箱)	4523992190505
19051			M		4523992190512
19052			L		4523992190529

テキパキグローブ PE ソフト 耐油性・耐薬品性

- TPE(熱可塑性エラストマー)配合です。
- 内エンボスタイプです。
- 強度、伸びがあり、手指にフィットします。



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19056	テキパキグローブ PE ソフト	クリアー	S	6,000枚(200枚×30箱)	4523992190567
19057			M		4523992190574
19058			L		4523992190581

ポリグローブ ロング 耐油性・耐薬品性

- 長さ=60cm、ゴム付です。



商品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード
19060	ポリグローブ ロング	クリアー	フリー	600枚(30枚×20箱)	4523992190604

エヌエス ラテックスグローブ

一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDNコード:70977000)

スーパーラテックスグローブ


届出番号:13B3X00142000003

パウダー
フリー



- 伸縮性に優れ、指先までよくフィットします。
- 強度に優れ、長時間の作業に適しています。
- 装着がし易くなるようポリマーコーティングされています。

サイズ選びの目安
(掌幅部分)



SS	70mm
S	80mm
M	95mm
L	110mm



商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード
19230	スーパーラテックスグローブ	SS	1,000枚(100枚×10箱)	4523992192301
19231		S		4523992192318
19232		M		4523992192325
19233		L		4523992192332



仕 様		
厚み	長さ	230mm以上
	指部	0.08mm以上
	掌先	0.08mm以上

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス レントゲンカバー

アルファソフトカバー

滅菌済



- ポリエチレン素材を使用した、滅菌済の透明カバーです。
- 血管造影室及び手術室でご使用されている機器を、汚染から守ります。
- 患者様への交差感染を防ぎます。
- 透明素材のため、機器操作の確認が容易です。



商品コード	商品名	サイズ(cm)	入数	JANコード
17207	アルファソフトカバー NA-070	直径 70	100枚(20枚×5箱)	4523992172075
17208	アルファソフトカバー NA-075	直径 75	100枚(20枚×5箱)	4523992172082
17209	アルファソフトカバー NA-085	直径 85	100枚(20枚×5箱)	4523992172099
17210	アルファソフトカバー NA-100	直径 100	100枚(20枚×5箱)	4523992172105
17212	アルファソフトカバー NA-120	直径 120	100枚(20枚×5箱)	4523992172129
17214	アルファソフトカバー NA-140	直径 140	50枚(10枚×5箱)	4523992172143
17215	アルファソフトカバー NA-150	直径 150	50枚(10枚×5箱)	4523992172150
17315	アルファソフトカバー NA-7585	横 75×縦 85	100枚(20枚×5箱)	4523992173157
17375	遮断板カバー	横 75×縦 95	100枚(20枚×5箱)	4523992173751

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

膿盆

- 従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
- ディスポ膿盆は丈夫で軽量の天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。
- プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。
- オートクレーブ(AC)、エチレンオキシドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
- 処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
- プラスチック膿盆(大)は目盛付(500, 1000ml)

パルプ製品



①ディスポ膿盆



丈夫で軽量の天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。

プラスチック製品




②プラスチック膿盆 (小)



③プラスチック膿盆 (大)

商品コード	商品名	サイズ(mm)	滅菌対応		耐水性	入数	JANコード
			AC	EOG			
① 13001	ディスポ膿盆	210×130×35	○	○	○	600枚 (100×6箱)	4523992130013
② 13019	プラスチック膿盆 (小)	214×135×37	○	○	○	600枚 (100×6袋)	4523992130198
③ 13020	プラスチック膿盆 (大)	326×208×52	○	○	○	160枚 (80×2袋)	4523992130204

パルプ製品



プラスチック製品



商品コード	商品名	サイズ(mm)	滅菌対応		耐水性	入数	JANコード
			AC	EOG			
① 13002	ディスポトレー L	225×145×30	○	○	○	500枚(100× 5箱)	4523992130020
② 13003	ディスポトレー LL	312×207×30	○	○	○	400枚(100× 4袋)	4523992130037
③ 13015	ディスポトレー D-1	180×135×30	○	○	○	200枚(100× 2袋)	4523992130150
④ 13016	ディスポトレー D-2	225×150×30	○	○	○	200枚(100× 2袋)	4523992130167
⑤ 13017	ディスポトレー D-3	290×180×30	○	○	○	200枚(100× 2袋)	4523992130174
⑥ 13004	歯科用ディスポトレー PCT-5	220×130×15	○	○	○	800枚(100× 8袋)	4523992130044
⑦ 13011	歯科用クリーントレー CT-5	220×130×15	○	○	×	1,000枚(100×10袋)	4523992130112
⑧ 13025	ディスポトレー DMP-1	185×138×30	○	○	○	800枚(100× 8袋)	4523992130259
⑨ 13026	ディスポトレー DMP-2	227×155×30	○	○	○	600枚(100× 6袋)	4523992130266
⑩ 13027	ディスポトレー DMP-3	297×185×30	○	○	○	400枚(100× 4袋)	4523992130273

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス ペーパータオル

ハンドタオル

再生紙

日本製

- 厚手で拭き心地が良く、強度に優れたペーパータオルです。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
51011	ハンドタオル S	170×220	42袋(200枚×42袋)	4523992510112
51012	ハンドタオル レギュラー	220×230	35袋(200枚×35袋)	4523992510129

アルファタオル

再生紙

日本製

- 薄手でしなやかさと強度を持ったペーパータオルです。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
51051	アルファタオル S	170×220	42袋(200枚×42袋)	4523992510518
51052	アルファタオル レギュラー	220×230	35袋(200枚×35袋)	4523992510525

抗菌ソフトタオル

再生紙

日本製

- ソフトな肌ざわりと優れた吸水性に抗菌性をほどこした高品質2枚重ねタイプです。




商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
51028	抗菌ソフトタオル S	170×220	48袋(2枚重150組×48袋)	4523992510280
51029	抗菌ソフトタオル レギュラー	220×230	36袋(2枚重150組×36袋)	4523992510297

エコライトタオル

再生紙

- コストパフォーマンスを追求した新感覚ペーパータオルです。



商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
51071	エコライトタオル S	170×210	40袋(200枚×40袋)	4523992510716
51072	エコライトタオル レギュラー	210×225	30袋(200枚×30袋)	4523992510723

エヌエス ペーパータオル用ディスペンサー

スマートディスペンサー

- 大容量タイプと小容量タイプの2種類がございます。



側面部分が半透明となっており、タオル残量が一目で分かります。

エッジを面取りした安全性に配慮した設計です。

スマートディスペンサー (大容量タイプ)



スマートディスペンサー S (小容量タイプ)

商品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	JANコード
54410	スマートディスペンサー	縦297×横244×幅130	1台× 5箱	4523992544100
54411	スマートディスペンサー S	縦147×横240×幅87	1台×10箱	4523992544117

※1台からの御販売も可能です。
※設置用両面テープ・ネジは本体に同梱しております。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13


TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

エヌエス 不織布ガーゼ

ユニガーゼ

一般医療機器 医療用不織布 届出番号:13B3X00142000005

- 吸水性・保水性に優れております。
- 清拭や環境整備クロスとして幅広くご使用頂けます。
- AC・EOG滅菌が可能です。



商品コード	商品名	仕様	不織布サイズ(cm)	入数	JANコード
31005	ユニガーゼ 5×5	4 ッ折	10×10	4,000枚 (200枚×20包)	4523992310057
31007	ユニガーゼ 7.5×7.5	8 ッ折	15×30	4,000枚 (100枚×40包)	4523992310071
31008	ユニガーゼ 7.5×7.5 Yカット	8 ッ折	15×30	4,000枚 (100枚×40包)	4523992310088
31020	ユニガーゼ 20×20	4 ッ折	20×20	4,000枚 (200枚×20包)	4523992310200
31025	ユニガーゼ 25×25	4 ッ折	25×25	4,000枚 (200枚×20包)	4523992310255
31030	ユニガーゼ 30×30	4 ッ折	30×30	4,000枚 (200枚×20包)	4523992310309
31050	ユニガーゼ 25×25 箱入	4 ッ折	25×25	4,000枚 (200枚×20箱)	4523992310507
31060	ユニガーゼ 30×30 箱入	4 ッ折	30×30	4,000枚 (200枚×20箱)	4523992310606

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

清拭用タオル／ウェットタオル

- 1本ずつ包装されておりますので衛生的です。
- 用途に合わせたサイズ・材質をご用意しております。
- 肌が敏感な方でもご使用頂けるノンアルコールタイプです。
- 温めても冷やしてもご使用頂けます。
- αシリーズはメッシュ不織布、ウェットタオルシリーズはエンボス不織布を使用しております。

ご使用上の注意

- ・ タオルウォーマー(保温用機器 標準温度70～80℃)での使用は可能です。
- ・ 電子レンジで温める際には開封した状態で温めて下さい。
- ・ 温める際にはやけどにご注意下さい。
- ・ 水に溶けませんので、トイレには流さないで下さい。



①清拭用タオル ミニ



②清拭用タオル レギュラー



③清拭用タオル-α ミニ



④清拭用タオル-α



⑤清拭用タオル-α ワイド



⑥ウェットタオル ミニ



⑦ウェットタオル レギュラー



⑧ウェットタオル ワイド

商品コード	商品名	サイズ(mm)	材質	入数	JANコード
① 51097	清拭用タオル ミニ	265×280	パルプ+PET	1,000本(50本×20袋)	4523992510976
② 51100	清拭用タオル レギュラー	265×380	パルプ+PET	800本(80本×10袋)	4523992511003
③ 51120	清拭用タオル-α ミニ	265×280	レーヨン・ポリエステル	1,000本(100本×10袋)	4523992511201
④ 51121	清拭用タオル-α	280×360	レーヨン・ポリエステル	800本(100本× 8袋)	4523992511218
⑤ 51122	清拭用タオル-α ワイド	600×255	レーヨン・ポリエステル	500本(50本×10袋)	4523992511225
⑥ 51117	ウェットタオル ミニ	260×280	レーヨン・ポリエステル	1,000本(100本×10袋)	4523992511171
⑦ 51118	ウェットタオル レギュラー	260×380	レーヨン・ポリエステル	800本(80本×10袋)	4523992511188
⑧ 51119	ウェットタオル ワイド	600×260	レーヨン・ポリエステル	600本(50本×12袋)	4523992511195

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

ハンディドライタオル

- オムツ交換時などにおける下清拭／身体清拭にご使用できます。
- 院内・施設内の清掃作業用としてもご使用いただけます。
- 吸収性に優れた厚手タイプです。
- お肌に優しいソフトな感触のドライタオルです。
- 乾いたままでも濡らしてもご使用いただけます。




便利な持ち手付きタイプもございます




タオルの使用例



デリケートゾーンの清拭



身体の清拭後の乾拭き



施設内清掃

ご使用上の注意

- ・ 水に溶けませんのでトイレに流さないでください。
- ・ 肌の異常時及び肌に合わない場合は使用を中止してください。
- ・ ディスポーザブル製品ですので再使用しないでください。

商品コード	商品名	仕様	サイズ(mm)	材質	入数	JANコード
33001	ハンディドライタオル	4ツ折	325×315	レーヨン・ポリエステル	1,500枚(50枚×30袋)	4523992330017
33003	ハンディドライタオル 持ち手付き	4ツ折	325×340	レーヨン・ポリエステル	1,500枚(50枚×30袋)	4523992330031

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

滅菌バッグ



ロールタイプ、ガゼット付




ロールタイプ、フラット



スタンドタイプ

- オートフレーブ滅菌とEOG滅菌の両方に使用できます。
- 特殊抄造の滅菌紙と高度な耐熱フィルムを使用しています。
- 全ての製品にインジケーターが付いています。
- NSKシリーズは鉗子立用です。底に強化フィルムを使用しているので、鉗子等が突き抜けることはありません。



鉗子立
使用例

商品コード	商品名	仕様	サイズ	入数	JANコード
11110	滅菌バッグ NSR-70	ロールタイプ、ガゼット付	70×30mm×100m	1巻	-
11111	滅菌バッグ NSR-100		100×30mm×100m	1巻	-
11112	滅菌バッグ NSR-150		150×50mm×100m	1巻	-
11113	滅菌バッグ NSR-200		200×50mm×100m	1巻	-
11114	滅菌バッグ NSR-250		250×60mm×100m	1巻	-
11115	滅菌バッグ NSR-300		300×70mm×100m	1巻	-
11116	滅菌バッグ NSR-350		350×70mm×100m	1巻	-
11117	滅菌バッグ NSR-420		420×140mm×100m	1巻	-
11121	滅菌バッグ NSR-70F	ロールタイプ、フラット	70mm×200m	1巻	-
11122	滅菌バッグ NSR-100F		100mm×200m	1巻	-
11123	滅菌バッグ NSR-150F		150mm×200m	1巻	-
11160	滅菌バッグ NSK-1225	スタンドタイプ	120×250mm	500枚	-
11161	滅菌バッグ NSK-1333		130×330mm	500枚	-
11163	滅菌バッグ NSK-1530		150×300mm	500枚	-
11165	滅菌バッグ NSK-1733		170×330mm	500枚	-
11166	滅菌バッグ NSK-1737		170×370mm	500枚	-

※上記以外の特注品対応も致しております。

●お求めは下記の代理店へ

販売元

lissho 日昭産業株式会社

メディカル・ヘルスケア営業部

〒105-8567 東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683